

MANTENIMIENTO

- *Se sugiere que cada vez haga limpieza general de las partes metálicas y tapicería de su Silla.
- *Para mantener la apariencia de su tapicería en buen estado es necesario limpiarla regularmente.
- *Pequeñas cantidades de polvo pueden ser removidas de su tapicería con un trapo o esponja húmedos con jabón suave y agua tibia y con movimientos suaves. Enjuague con agua limpia y después seque.
- *Para lavar y secar su tapicería no utilice la lavadora ni la secadora, si esta muy sucia deberá utilizar un cepillo de cerdas suaves para limpiarla y un trapo semi-húmedo para secarla.
- *Las partes esmaltadas y/o cromadas de su Silla de Ruedas deberán limpiarse de manera regular con un limpiador no abrasivo y posteriormente se aconseja pulir con una cera no abrasiva, especial para el esmalte o cromo.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- *La ingeniería y la construcción de las Sillas Activ han sido diseñadas para proveer el máximo de seguridad del Usuario.
- *Los estándares de seguridad internacional que se encuentran actualmente vigentes han quedado cubiertos de manera satisfactoria y en algunos casos han sido excedidos.
- *Sin embargo el propio Usuario puede poner en riesgo su seguridad al utilizar su Silla de Ruedas de manera indebida.
- *Por su propia seguridad las siguientes reglas y medidas de seguridad deben ser muy bien entendidas por el Usuario.
- *Cualquier adaptación, reparación o ajuste que se le haga a su Silla de Ruedas por alguna persona que no sea un profesional puede incrementar el riesgo de accidentes.
- *Ud. deberá utilizar siempre ropa de colores claros cuando está oscuro, eso permitirá que pueda ser visto fácilmente.
- *Familiarícese con su Silla de Ruedas, sea cuidadoso sobre todo la primera vez que la utiliza.
- *Practique utilizando su Silla de Ruedas en subidas y bajadas.
- *No trate de recoger objetos si los tiene que levantar desde el piso bajando entre sus rodillas.
- *No trate de alcanzar objetos si para recogerlos tiene que agacharse hacia adelante.
- *No transite su Silla de Ruedas por caminos empedrados, calles, avenidas o en subidas/bajadas cuando la superficie esté mojada, congelada o con aceite.
- *Utilice sólo refacciones y accesorios originales.
- *No se pare sobre el Chasis de su Silla de Ruedas.

*No utilice los descansapiés como plataforma cuando intente ponerse de pie para salir de su Silla de Ruedas.

TRASLADANDO SU SILLA DE RUEDAS

Para llevar su Silla de Ruedas de un nivel a otro, siempre utilice elevadores o rampas, si estos no están disponibles, solicite la asistencia de dos personas, quienes deberán sujetar la Silla firmemente de las partes fijas de su equipo. La Silla de Ruedas nunca deberá ser levantada por su ocupante, está sólo puede ser empujada.

REVISIONES PERIÓDICAS

Una revisión periódica de los puntos que a continuación se mencionan le ayudarán a mantener la vida y la eficiencia en su Silla de Ruedas.

SEMANALMENTE

- *Checar la presión de las ruedas.
- *Checar que el tornillo en la cruceta central de la silla este con la tuerca apretada y en buenas condiciones.
- *Limpiar la tapicería con agua jabonosa o productos adecuados para ello.
- *Limpiar las partes metálicas de la Silla con un trapo seco o con productos que sean especiales para acabado cromado o superficies esmaltadas.
- *Checar los frenos de las ruedas y ajustar si es necesario.
- *Checar el desgaste en las llantas traseras y delanteras.

TRIMESTRALMENTE

- *Checar y ajustar solamente si es necesario: el rodado de las llantas, girar cada una y verificar que se mueven sin dificultad.
- *Lubricar con aceite industrial o grasa todas las partes expuestas a fricción o desgaste.
- *Apretar tuercas y tornillos.
- *Una revisión general de la condición de la Silla y reparar cualquier detalle si fuera necesario.

ANUALMENTE

- *Recomendamos una revisión general hecha por algún Distribuidor Autorizado **ReActiv**.

Para mayor información acerca de este producto de calidad **ReActiv** sírvase de contactar a su Distribuidor Autorizado más cercano:

Distribuidor Autorizado

MANUAL DE USUARIO SILLAS DE RUEDAS

Activ2
by **ReActiv**



www.reactiv.com.mx

INTRODUCCIÓN

Las Sillas de Ruedas Activ de **ReActiv** han sido diseñadas para personas con alguna limitación física, con capacidades diferentes o para personas con dificultades especialmente para transportarse. Este Manual de Usuario Genérico para todos los Modelos Activ, esta compilado con la información del producto más reciente que se tiene disponible hasta el momento de su publicación.

Nos reservamos el derecho de hacer cambios posteriores en los modelos. Cualquier cambio a nuestros productos puede causar pequeñas variaciones entre las ilustraciones y las explicaciones en este Manual y el Producto que Usted adquirió.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de utilizar su Silla de Ruedas verifique lo siguiente:

*Que el eje tipo Quick Release de desmonte rápido (para casos con Quick Release) encaje perfectamente en las ruedas traseras.

*Que el nivel del aire en las llantas esté bien, si el aire de las llantas es muy bajo, estás presentarán dificultades para andar y es posible que los frenos no funcionen correctamente ya que el espacio entre el freno y la llanta se incrementa.

*El peso máximo recomendado para esta Silla de Ruedas es de 155 kg. y deberá ser utilizada exclusivamente para transportar a una persona.

Cualquier otro uso que se le dé a la Silla de Ruedas más allá de lo que aquí se indica, pondrá en riesgo la seguridad del Usuario y es una violación a las Reglas de Seguridad. Cuando su Silla de Ruedas esté siendo transportada por un vehículo en movimiento, deberá cerciorarse que la Silla de Ruedas esté bien asegurada para evitar deslizamientos o golpes que se pueden ocasionar por baches o por un camino en mal estado.

PLEGANDO SU SILLA

ABRIENDO SU SILLA DE RUEDAS

Apoye las palmas de las manos en cada uno de los extremos del asiento y haga presión hacia abajo hasta que el asiento y el respaldo queden completamente extendidos y firmes. Baje los pedales descansa pies en oposición paralela al piso. Como una medida de seguridad los pedales descansapiés deberán estar siempre en posición perpendicular al piso antes de que el Usuario se siente o salga de su Silla.

PRECAUCION

Tenga cuidado de no poner los dedos entre el asiento y los descansabrazos a la hora de abrir o plegar la Silla de Ruedas.

CERRANDO SU SILLA DE RUEDAS

Coloque los pedales descasapiés en forma perpendicular al piso.

Sujete la tapicería del asiento por el centro en la parte delantera y trasera jalando hacia arriba. Esto ocasionará que la Silla se pliegue por su propio peso.

ENSAMBLADO

SOPORTES DESCANSAPIÉS DESMONTABLES

REMOVER

Empuje la palanca liberadora hacia adentro y gire el descansapiés derecho hacia la izquierda y el izquierdo hacia la derecha.

Para desmontar los descansapiés de la Silla de Ruedas, jale los descansapiés hacia arriba y gire para liberarlos del perno. ENSAMBLAR

Coloque los descansapiés en el perno, instale el descansapiés derecho en el lado derecho de la Silla y el izquierdo en el lado izquierdo. Gire ambos descansapiés hacia adentro hasta que topen y se detengan, automáticamente quedaran fijos de manera segura a su Silla de Ruedas. Ponga la banda protectora de talón/tobillo (en modelos que la incluyan).

SOPORTES ELEVAPIERNAS DESMONTABLES

SUBIENDO ELEVAPIERNAS

Tire de la palanca liberadora o del propio elevapiernas hasta que el soporte quede a la altura deseada.

BAJANDO EL ELEVAPIERNAS

Detenga la pierna con una mano y empuje la palanca liberadora abajo con la otra mano.

RESPALDO

PLEGADO DEL RESPALDO (En modelos que lo incluyan)

Presione la manija de plegado y jale hacia abajo hasta la altura deseada.

DESCANSABRAZOS DESMONTABLES

DESMONTAR DESCANSABRAZOS

Presione el perno liberador hacia abajo y jale el descansabrazo hacia arriba.

ENSAMBLAR DESCANSABRAZOS

Presione el perno liberador y coloque el descansabrazos de manera suave sin forzarlo hasta que encaje en todos los puntos, luego suelte el perno liberador.

PRECAUCION

*Asegurese que el descansabrazos tenga el seguro antes de usar la Silla de Ruedas.

*Nunca levante su Silla de Ruedas por los descansabrazos o descansapiés pues al sr partes removibles pueden dañarlas de manera permanente.

FRENO DE LAS RUEDAS

Si las ruedas son neumáticas deberá checar el nivel del aire para su buen funcionamiento. Mueva el seguro hacia la rueda con un movimiento firme, así se accionará el freno de

manera segura, si se desea menos resistencia retire un poco el seguro de la rueda.

Cerciórese que una vez quitado el freno las ruedas, éstas puedan girar libremente.

PRECAUCION

*Los seguros de las Ruedas traseras **NO FUNCIONAN COMO FRENO** para su Silla de Ruedas su función consiste en evitar que las ruedas giren cuando su Silla se encuentra parada.

*Cuando se detenga en un camino accidentado o inclinado Usted deberá poner siempre el freno de su Silla de Ruedas para prevenir que la Silla pudiera empezar a andar libremente.

*Siempre utilice el seguro en ambas ruedas al mismo tiempo, de lo contrario podría volcarse.

*Los seguros de las ruedas **NO HAN SIDO DISEÑADOS PARA UTILIZARSE COMO FRENO DE UNA SILLA EN MOVIMIENTO.**

RUEDAS

COLOCANDO LAS RUEDAS TRASERAS

Empuje el eje del perno Quick Release de su Silla de Ruedas (en Modelos que lo incluyan) y tome el eje y la rueda colocándolos sobre el buje o placa de montaje.

RETIRANDO LAS RUEDAS TRASERAS

Levante la manija del eje del sistema Quick Release y jale la rueda desde el eje para desmontar de la placa de montaje.

Repita los pasos 1 y 2 para montar o desmontar la rueda trasera del lado contrario.

Para reinstalar la rueda en el buje de montaje de la placa, repita los pasos anteriores.

ALTURA AJUSTABLE DE DESCANSABRAZOS

Asegure el descansabrazos presionando el perno liberador en forma vertical una vez que se obtuvo la altura deseada.

GARANTÍA

ReActiv garantiza este producto por 6 meses a partir de la fecha de factura, nota de recepción o nota de venta de la compra original.

Esta garantía no cubre:

DESGASTE NATURAL Y PIEZAS ROTAS POR MAL USO: Ej. Tapicería, llantas, tubos internos, monturas, etc.

ACCIDENTES: Ej. Estructuras torcidas por impactos, rayones, llantas ponchadas, etc.

FALTA DE MANTENIMIENTO

USOS INAPROPIADOS: Daños causados por el mal uso o por exceder el peso límite que soporta.

MODIFICACIONES Y REPARACIONES: Realizadas en centros no autorizados por **ReActiv**.